

LES LENTILLES DE CONTACT

Naturelles – confortables – sûres, grâce à une adaptation et à un contrôle professionnel



LES LENTILLES DE CONTACT AUJOURD'HUI

Port confortable et sécurité des yeux

Extrêmement sensible et performant, l'œil est un chef d'œuvre de la nature. Dans le monde entier, des millions de personnes portent des lentilles de contact pour protéger leurs yeux.

Les développements techniques permettent aujourd'hui de fabriquer des lentilles d'une grande précision. Leurs caractéristiques physiologiques s'améliorent continuellement. Et elles sont très confortables! La technologie moderne propose des verres de contact pour corriger quasiment tous les défauts visuels.



REFUSEZ LES RISQUES INUTILES

Il est facile de se procurer des produits médicaux sur Internet. Or, on oublie souvent que l'œil peut réagir très violemment à des influences extérieures. Nous sommes d'avis que la liberté qu'offrent les lentilles devrait se savourer longtemps. Si vous les manipulez avec soin et les faites contrôler régulièrement, vous pouvez porter vos verres de contact pendant des années sans aucun risque. Experts de l'optométrie de contact, nous nous engageons en faveur du confort et d'une vision optimale à long terme.

LENTILLES DE CONTACT ET TROUBLES VISUELS

En principe, les verres de contact corrigent les défauts de la vision aussi bien, si ce n'est mieux que les verres de lunettes. Plus la correction est importante, plus les avantages optiques et esthétiques des lentilles de contact sont importants. L'apparence et la personnalité ne sont pas modifiées. Les yeux conservent toute leur expressivité.

Presque tous les troubles de la vue, indépendamment de leur gravité, peuvent être corrigés grâce aux lentilles de contact. Même l'astigmatisme n'est plus un obstacle pour porter des verres de contact. Seul un grave défaut de l'axe de vision (strabisme latent) devra éventuellement être corrigé par une paire de lunettes additionnelle.

1. Lentilles de contact et myopie: en fonction de l'épaisseur et de l'éloignement des verres optiques, l'environnement est perçu comme légèrement plus petit qu'en réalité. Avec les verres de contact, l'image est normale et le champ de vision élargi.

2. Lentilles de contact et hypermétropie: pour les hypermétropes également, les verres de contact sont parfaitement adaptés. Même pour des corrections élevées, le champ visuel n'est pas restreint. La perception est naturelle et ne subit aucun effet de grossissement.

3. Lentilles de contact et astigmatisme ou presbytie: ces deux troubles de la vue n'empêchent nullement le port de verres de contact. Des lentilles adaptées permettent de corriger ce genre de problèmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à nos spécialistes. Ils vous renseigneront avec plaisir.

L'ADAPTATION

Les experts en lentilles de contact recommandent une procédure d'adaptation en plusieurs étapes. Cela permet de tenir compte des exigences individuelles et des différents facteurs tels que les habitudes de vie, l'activité professionnelle, les loisirs et les influences environnementales. Même avec l'aide des appareils les plus sophistiqués, l'expérience d'un spécialiste est indispensable. En fonction du trouble visuel, des caractéristiques de l'œil et des conditions de vie de la personne, l'expert déterminera le type de lentilles à conseiller.

LE DÉROULEMENT D'UNE ADAPTATION

Étape	Services	Temps requis
1er jour	Clarification des besoins*, mesure*, adaptation*, essai*	60 – 90 min
1er jour, après 2 – 4 h	Contrôle*	15 – 20 min
Après 2 semaines	Explication de la manipulation*, remise des lentilles*	30 – 60 min
Après 2 semaines de plus	Contrôle*, modification au besoin	15 – 20 min
Après 2 – 4 semaines de plus	Contrôle	15 – 20 min
Après 2 – 4 mois	Contrôle	15 – 20 min
Tous les 6 – 12 mois	Contrôle	15 – 20 min

Une période d'essai de quatre semaines est proposée en plus des services compris dans la procédure d'adaptation (*Easy Fit). Si la personne ne supporte pas les lentilles pendant la période d'essai, elle peut aussi-tôt les échanger contre d'autres. Il est aussi possible de rendre les lentilles moyennant une participation aux frais. Le travail supplémentaire en cas de modification ainsi que les contrôles ultérieurs seront facturés.

L'accoutumance: une phase d'habituatation suit la phase d'adaptation. Ce n'est qu'après l'habituatation qu'une décision pourra être prise à propos de l'utilisation de lentilles de contact.

L'entretien: l'adaptation joue un rôle central, mais l'entretien régulier est absolument nécessaire pour que les lentilles soient bien tolérées à long terme. Après avoir été retirées, elles doivent être nettoyées et désinfectées. Les produits actuels sont efficaces et faciles à utiliser.

LENTILLES SOUPLES

Sont faites d'une matière synthétique ressemblant à de la mousse (hydrogel) – absorbent les larmes – sont un peu plus grandes que la cornée et flexibles, d'où une excellente tolérance spontanée – peu de risques de les perdre – pour presque tous les sports.

Lentilles souples 1 jour: chaque jour de nouvelles lentilles – entretien superflu – pour certains défauts visuels seulement – avantageux en cas d'utilisation sporadique.

Lentilles souples 2 ou 4 semaines: nouvelles lentilles toutes les 2 ou 4 semaines – changement agendé – toujours des lentilles de réserve – avantageux en cas d'utilisation quotidienne – entretien facile – pour certains défauts visuels seulement.

Lentilles souples 2 ou 4 semaines pour le jour et la nuit: se composent d'hydrogel et de silicone – excellente perméabilité à l'oxygène – se portent jusqu'à un mois jour et nuit sans interruption – le mode d'emploi doit être expliqué clairement – moins adaptées en cas d'astigmatisme.

Lentilles souples 1 année: grande variété d'utilisations – pour presque tous les défauts visuels – nécessitent plus d'entretien et d'attention – se conservent 1 à 2 ans.

Lentilles souples colorées: modifient à l'infini la couleur de l'œil – de la légère nuance au changement complet – existent en version jetable ou en version annuelle.

LENTILLES SOUPLES ET SEMI-RIGIDES

Se composent d'une matière synthétique rigide – un peu plus grandes que la pupille – grande diversité – conviennent bien en cas d'astigmatisme – nécessitent un temps d'adaptation un peu plus long – risque un peu plus élevé de les perdre au sport – se conservent 1 à 4 ans – entretien très simple.

LENTILLES MULTIFOCALES

Avec les années, le cristallin s'épaissit. Après quarante ans, la vision rapprochée est moins bonne et voir nettement de près devient plus difficile. Les lentilles souples et douces dotées d'un système multifocal permettent aux personnes souffrant d'une vision rapprochée difficile de voir aussi bien de près que de loin.

LE SUIVI

Le contrôle ultérieur: absolument essentiel, il permet de vérifier la position et l'état des lentilles ainsi que le tissu oculaire. Les éventuels problèmes sont décelés et corrigés à temps. Nous recommandons des contrôles réguliers: fréquents au début, puis tous les six à douze mois en fonction du type d'utilisation. Par ce moyen, vous avez l'assurance d'être bien conseillé et de jouir d'une tolérance durable à vos lentilles de contact.

Abonnement de service: ce système d'abonnement présente les avantages suivants:

- Prix très bas pour les lentilles de remplacement
- Prix très bas pour les services
- Un contrôle de routine inclus

La formule Confort-Lens (pour un confort de port optimal et la sécurité de vos yeux) englobe, en plus de deux contrôles, toutes les lentilles de remplacement nécessaires pour une année (à l'exception des lentilles 1 jour). Voici les atouts de cette solution:

- Contrôle de routine tous les six mois
- Nouvelles lentilles tous les six mois
- Prix très bas pour les lentilles de contact
- Lentilles de réserve toujours à disposition

PORT CONFORTABLE ET SÉCURITÉ DES YEUX

Les lentilles de contact et l'œil forment une unité intime. Pour que le résultat soit satisfaisant à long terme, nous vous proposons un suivi compétent et des prestations de niveau supérieur. Nos optométristes ont reçu une formation de plusieurs années. Ils vous conseillent avec professionnalisme: première évaluation, mesure des yeux et adaptation. Sans oublier le suivi à long terme qui assure un confort de port optimal. Avec nos lentilles de contact, vous aurez toujours la certitude que vos yeux sont en pleine forme.



AARAU BRILLEN-TROTTER AG | **BIEL/BIENNE** SPÖRRI OPTIK AG | **CHUR** STADELMAIER OPTIK AG | **GOSSAU/SG** KÜLLING OPTIK AG | **SARNEN** OPTIK OTT | **ST.GALLEN** KÜLLING OPTIK AG | **ST.MORITZ** OPTIK WAGNER | **THUSIS** STADELMAIER OPTIK AG | **ZÜRICH** BERLING OPTIK AG | WWW.VISUS.CH